



LÓ NYAKI VÉNAPUNKTÚRÁS & INTRAMUSZKULÁRIS INJEKCIÓS MODELL

A VSI Ló nyaki vénapunktúrás & intramuszkuláris injekciós modell nélkülözhetetlen az állatorvosi klinikai képzés során, mivel rendkívül valóságos, élethű méretű platformot kínál a gyakorlati készségek fejlesztéséhez. Az anatómiájának precíz kidolgozása révén ez a fejlett szimulátor lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy kulcsfontosságú eljárásokat – például a vérvételt, a katéter behelyezését és az intramuszkuláris injekciókat – precízen és magabiztosan gyakorolhassák.

Termék jellemzők:

- Juguláris vénapunktúra tapintható erekkel
- Tartós latex véna cső, amely több punkciót is kibír, és cserélhető
- A mechanikus rendszer lehetővé teszi az erek nyomás alá helyezését
- Tartós, könnyen eltávolítható, mosható, cserélhető bőrburkolat sörénnyel
- Intramuszkuláris hely, amelyet folyadékinjekciók befogadására terveztek, és több punkciót is kibír
- Puha szilikonfej rugalmas fülekkel és részletgazdag anatómiával, amely az arc injekciós pontjait mutatja be, és kantározható
- Görgős állvány, állítható a magasság, a rostrális dőlés és a 90 fokos forgás tekintetében

Ló nyaki vénapunktúrás és intramuszkuláris injekciós modell állvánnyal | 1025599

+

ELSŐ NAPOS KÉPESSÉGEK ÉS TERMÉKELŐNYÖK:

• Vénapunktúrás tréning

Gyakorolja a nyaki véna lokalizálását és tapintását a precíz vérvétel és katéter behelyezése érdekében

• Intramuszkuláris injekciók

Finomítsa az injekció beadási technikákat a pontos anatómiai referenciapontok segítségével

Ajánlott kisebb tőméretet (20–22-es) alkalmazni a modell optimális működése és hosszabb élettartama érdekében

Cserélhető alkatrészek:

Lovak intramuszkuláris tapaszai (2 db készlet) | 1025600

Lovak juguláris vénái (10 db készlet) | 1025577

Lovak nyaki vénapunktúrák bőrfedője sörénnyel, fekete | 1025570



AMENNYIBEN KÉRDÉSE VAN VAGY SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE,
KÉRJÜK, SZKENNELJEN ITT.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com