



PUNÇÃO VENOSA NO PESCOÇO EQUINO & MODELO DE INJEÇÃO INTRAMUSCULAR

O Modelo VSI para Venopunção da Região do Pescoço Equino e Injeção Intramuscular é uma ferramenta essencial para o treinamento clínico veterinário, oferecendo uma plataforma realista e em tamanho natural para o desenvolvimento prático de habilidades. Projetado com precisão anatômica detalhada, este simulador avançado possibilita que os estudantes pratiquem procedimentos fundamentais — como a coleta de sangue, a inserção de cateter e as injeções intramusculares — com exatidão e segurança.

Características do Produto:

- Punção venosa jugular com veias palpáveis
- Tubulação venosa de látex resistente, que suporta múltiplas punções e é substituível
- Sistema mecânico que possibilita a pressurização das veias
- Capa com aparência de pele, resistente, de fácil remoção, lavável e substituível, com crina
- Sítio intramuscular desenvolvido para receber injeções de fluidos e suportar múltiplas punções
- Cabeça em silicone macio, com orelhas flexíveis e anatomia bem reproduzida, que ilustra os pontos de injeção facial e aceita o uso de rédea
- Suporte móvel, ajustável em altura, inclinação rostral e com rotação de 90 graus

Punção venosa no pescoço equino e injeção intramuscular com suporte | 1025599



Habilidades do primeiro dia e benefícios do produto:

• Treinamento de Punção Venosa

Pratique o isolamento e a palpação da veia jugular para coletas de sangue precisas e posicionamento adequado do cateter

• Injeções Intramusculares

Aprimore as técnicas de injeção utilizando marcos anatômicos precisos

Recomenda-se utilizar uma agulha de calibre menor (20–22 gauge) para desempenho ideal e maior durabilidade do modelo.

Peças Substituíveis:

Almofadas Intramusculares para Equinos (Conjunto com 2) | 1025600

Veias Jugulares para Equinos (Conjunto com 10) | 1025577

Capa de Pele para Punção Venosa no Pescoço de Equino com Crina, Preta | 1025570



SE VOCÊ TIVER ALGUMA DÚVIDA OU PRECISAR DE SUPORTE, POR FAVOR, ESCANEIE AQUI



3B Scientific Group

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda. · Rua Landmann, 92 B · Costa e Silva ·
CEP 89217-420 Joinville - SC · Brasil · 3bscientific.com