



ВЕНЕПУНКЦИЯ ШЕЙНОЙ ОБЛАСТИ У ЛОШАДИ & МОДЕЛЬ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ

Модель для выполнения венепункции шеи и проведения внутримышечных инъекций у лошадей VSI является незаменимым инструментом клинической подготовки ветеринаров, предоставляя максимально реалистичную, в натуральную величину платформу для практического освоения навыков. Разработанный с учетом детальной анатомической точности, этот современный симулятор позволяет студентам отрабатывать ключевые процедуры, такие как взятие крови, установка катетера и выполнение внутримышечных инъекций, с высокой точностью и уверенностью.

Особенности продукта:

- Пункция яремной вены с прощупыванием сосудов
- Прочный латексный венозный шланг, способный выдерживать многократное введение иглы и подлежащий замене
- Механическая система позволяет создать давление в венах
- Долговечное, легко снимаемое, моющееся, заменяемое покрытие из искусственной кожи с имитацией гривы
- Мышечный участок, предназначенный для введения жидкостей и способный выдерживать многократные пункции
- Мягкая силиконовая голова с гибкими ушами и тщательно проработанной анатомией, демонстрирующая места для инъекций в области лица и оснащённая ремешком для фиксации
- Подвижная стойка, регулируемая по высоте, углу наклона в направлении носовой части и вращению на 90 градусов

Венепункция шейной вены у лошадей и интермышечное введение с подставкой | 1025599



НАВЫКИ С ПЕРВОГО ДНЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

• Обучение венепункции

Отрабатывайте выделение и пальпацию яремной вены для точного забора крови и установки катетера

• Внутримышечные инъекции

Оттачивайте технику выполнения инъекций, используя точные анатомические ориентиры

Рекомендуется использовать иглы меньшего размера (20–22 калибра) для оптимальной работы и долговечности модели.

Заменяемые детали:

Внутримышечные прокладки для лошадей (набор из 2) | 1025600

Яремные вены для лошадей (набор из 10) | 1025577

Чёрное покрытие для кожи шеи с гривой для венепункции | 1025570



ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА,
ОТСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com