



FELINER TECHNIK-SIMULATOR

Der Feline Technik-Simulator ist ein fortschrittliches Simulationsinstrument, das entwickelt wurde, um Studierende der Veterinärtechnik auf reale klinische Situationen vorzubereiten. Er wurde konzipiert, um praktische und wiederholbare Übungen zu ermöglichen – dieses Ganzkörpermodell einer Katze eignet sich ideal für Trainings in Röntgendiagnostik, Blutentnahme, Zahnmedizin und mehr.

HAUPTMERKMALE

- **Realistische Katzenanatomie**

Entwickelt, um natürliche Bewegung, Form und Haptik zu imitieren.

- **Abnehmbares Dentalmodul**

- Zahnreinigungen durchführen
- Training für Anamnese, Untersuchung und Dokumentation

- **Röntgenfähiges Vollskelett**

- Enthält abnehmbaren Radius und kaudale Wirbel
- Vorfrakturierte Knochen simulieren transversale sowie schräge Frakturen

- **Venenpunktionsübung**

Mehrere Blutentnahmestellen für Vorder- und Hintergliedmaßen.

- **Intubationsübung**


Ermöglicht Veterinärstudenten oder Fachkräften, das Atemwegsmanagement sicher zu erlernen und zu üben.

- **Lagerung und Verbinden**

Üben Sie die sachgemäße Fixierung, Lagerung und Wundversorgung.

- **Abnehmbares Auge**

Das Auge kann geschmiert und zur Reinigung oder zum Austausch entfernt werden.



TRAINING MEDIZINISCHER VERFAHREN

- Radiologische Positionierung und Befundung
- Intubation und Atemwegsmanagement
- Venenpunktion und Blutentnahme
- Zahnuntersuchungen und Zahnreinigungen bei Katzen
- Verband anlegen und Fixierungstechniken
- Anatomische Schulungen und Frakturerkennung
- Fachgerechte Augenpflege

Feliner Technik-Simulator
Katzenskelett mit Ständer

| 1026500
| 1026501



AUSTAUSCHBARE TEILE

Katzenzunge	1026502
Katzenvenen (Set aus 10)	1026503
Blutbeutel	1025663
Katzenhaut	1026505
Radiusknochen	1026506
Schwanzwirbelknochen	1026507
Radiusknochen mit Querbruch	1026508
Schwanzwirbelknochen mit Querbruch	1026509
Radiusknochen mit schrägem Bruch	1026510
Katzen-Skalier-/Poliersatz für den Kiefer	1026573
Katzen-Skalier-/Polier-Maxilla	1026574
Katzen-Skalier-/Polier-Mandibula	1026575

08/2026

FALLS SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN,
SCANNEN SIE BITTE HIER.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com