



MACSKA TECH SZIMULÁTOR

A Macska Tech szimulátor egy fejlett szimulációs eszköz, amelyet állatorvosi technikus hallgatók valódi klinikai szituációkra való felkészítésére fejlesztettek ki. Gyakorlati, ismételhető tréninglehetőséget biztosítva, ez a teljes testet bemutató macska modell ideális választás a radiográfia, vérvétel, fogászat és más eljárások elsajátításához.

FŐBB JELLEMZŐK

• Realisztikus macskaanatómia

A terméket úgy tervezték, hogy a természetes mozgást, morfológiát és tapintást a lehető legélethűbben tükrözze.

• Eltávolítható fogászati modul

- Fogtisztítási eljárások gyakorlása
- Állapotfelmérési és szondázási technikák elsajátítása

• Teljes csontváz röntgen

- Eltávolítható radius és farok csigolyák tartoznak hozzá
- Az előtörött csontok keresztirányú és ferde töréseket szimulálnak

• Vénapunkció gyakorlása

Több vérvételi hely található az elülső és hátsó végtagokon

• Intubációs gyakorlat


Lehetővé teszi az állatorvostan-hallgatók vagy szakemberek számára a légútkezelés biztonságos elsajátítását és gyakorlását.

• Pozicionálás és kötözés

A megfelelő rögzítési, pozicionálási és sebkezelési technikák gyakorlása

• Eltávolítható szem

A szemet kenni lehet, majd tisztítás vagy csere céljából eltávolítani.



ELJÁRÁSI KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK

- Röntgendiagnosztikai pozicionálás és értelmezés
- Intubáció és légútkezelés
- Vénaszúrás és vérvétel
- Macskák fogászati vizsgálata és fogtisztítás
- Kötözési és rögzítési technikák
- Anatómiai oktatás és törések felismerése
- Megfelelő szemápolás és karbantartás

Macska Tech Szimulátor
Macska Csontváz Állvánnyal

| 1026500
| 1026501



CSERÉLHETŐ ALKATRÉSZEK

Macska nyelve	1026502
Macska vénák (10 db-os készlet)	1026503
Vérzsák	1025663
Bőr	1026505
Radius	1026506
Farokcsigolya	1026507
Radius keresztirányú töréssel	1026508
Farokcsigolya keresztirányú töréssel	1026509
Radius ferde töréssel	1026510
Macska skálázó/polírozó állkapocs készlet	1026573
Macska skálázó/polírozó felső állkapocs	1026574
Macska skálázó/polírozó alsó állkapocs	1026575

AMENNYIBEN KÉRDÉSE VAN VAGY SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE,
KÉRJÜK, SZKENNELJEN ITT.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com

08/2026