



 **REALiTi360**
by iSimulate

MEJORE SU FORMACIÓN EN SIMULACIÓN CON REALiTi360 SU CENTRO DE SIMULACIÓN MÓVIL EN UNA BOLSA

REALiTi 360 mejora la formación en simulación médica al ofrecer pantallas de monitorización del paciente, desfibrilación y ventilación altamente realistas que reproducen fielmente las interfaces de usuario clínicas reales. Diseñado para aumentar la inmersión y la confianza de los estudiantes, ayuda a crear una experiencia de formación más auténtica, en la que los participantes pueden practicar la valoración, la toma de decisiones y el tratamiento en un entorno seguro pero sumamente realista.

Diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad, REALiTi 360 puede abarcar todo tipo de entornos de formación, desde escenarios de urgencias y de atención prehospitalaria de ritmo acelerado hasta contextos formativos estructurados en el ámbito hospitalario. Puede utilizarse de inmediato, "sobre la marcha", o mediante escenarios preprogramados, y los instructores pueden crear, personalizar y ampliar fácilmente su propia biblioteca de escenarios. Además, hay escenarios gratuitos disponibles a través de la plataforma REALiTi 360 Community, lo que facilita mantener la formación actualizada y en continua evolución.

ENCUENTRE EL KIT REALITI360 PARA RESPALDAR SUS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN:

	REALITi Go	REALITi Plus	REALITi Pro
Número de artículo	1026690	1026692	1026693
Pantallas Universales (Genéricas) – Monitores de Paciente, Desfibriladores, DEA y Ventiladores	6	6	6
Número de pantallas Premium incluidas (Zoll, Philips, Schiller, etc.)	–	1	5
Pantallas Premium Opcionales para Elegir	25+	25+	25+
Tableta del monitor de paciente (incluida)	iPad Air 13”	iPad Air 13”	iPad Air 13”
Tableta de control (incluida)	iPad 11”	iPad 11”	iPad 11”
1 Wi-Fi integrado	✓	✓	✓
1 batería externa USB	✓	✓	✓
1 Bolsa de simulación y set de accesorios*	✓	✓	✓
Ondas de ECG – Frecuencia controlable	92+	92+	92+
ECG – Funciones Avanzadas	✓	✓	✓
ECG estático – 12 derivaciones	✓	✓	✓
ECG en vivo/dinámico – 12 derivaciones	–	✓	✓
Formas de onda de SpO ₂	✓	✓	✓
Formas de onda de CO ₂	✓	✓	✓
Formas de onda de la presión arterial invasiva	✓	✓	✓
Parámetros Numéricos/Formas de Onda en Cuidados Críticos	✓ / –	✓ / ✓	✓ / ✓
Conserve el CO ₂ durante la RCP	✓	✓	✓
Creación de escenarios	✓	✓	✓
Radiología y Imágenes del Paciente	✓	✓	✓
Informes de laboratorio	✓	✓	✓
Sistema de Gestión de Formación	✓	✓	✓
Módulo de Retroalimentación de RCP	–	Opcional	✓
Módulo de debriefing en video	Opcional	Opcional	✓
Historia clínica del paciente	–	✓	✓
Módulo de Control Remoto	Opcional	Opcional	Opcional

* Juego de accesorios: cable de ECG de 3 derivaciones con conexión tipo snap, cable de ECG de 7 derivaciones con conexión tipo snap, cable troncal de ECG de 10 derivaciones, sensor de SpO₂ (Adulto, Pediátrico, Neonatal), manguito de NIBP (Adulto, Pediátrico, Neonatal), Conector para parches de Desfibrilador / DEA y parches de Desfibrilador (Adulto y Pediátrico), electrodos de ECG desechables para adultos y pediátricos, sensor de EtCO₂ y sonda de temperatura.

** Disponible en determinados monitores de paciente y desfibriladores.

Nota: las especificaciones del iPad pueden variar según el distribuidor y la disponibilidad regional.

LAS SIMULACIONES COBRAN VIDA CON EL ECOSISTEMA REALITI360:

Ahora con WiFi integrado y SimConnect incluido de serie

Todos los sistemas REALITi 360 están preparados para llevar el realismo de la formación aún más lejos. SimConnect actúa como el núcleo inteligente del ecosistema, permitiendo una comunicación fluida con SimGadgets y ofreciendo retroalimentación en tiempo real sobre la ventilación, la oxigenación y la dinámica de la vía aérea. Esta tecnología integrada no solo simplifica la configuración, sino que también permite a los instructores realizar simulaciones más inmersivas, dinámicas y clínicamente relevantes, preparando a los alumnos para las complejidades de la atención real a los pacientes.



REALITi Go

Esencial para una simulación realista

REALITi Go es el punto de entrada ideal a la formación en simulación médica. Equipado con six pantallas simuladas universales, ofrece una configuración completa pero fácil de usar que permite a los instructores crear escenarios de formación altamente realistas. Diseñado tanto para entornos prehospitalarios como clínicos, proporciona a los participantes del curso una base sólida en las competencias y flujos de trabajo fundamentales, esenciales para la atención de emergencia y la atención rutinaria.

1026690

REALITi Plus

Lleva tu formación con simulación al siguiente nivel

REALITi Plus mejora tus capacidades de formación al incorporar una pantalla simulada de alta calidad. Esta interfaz avanzada reproduce el aspecto y funcionamiento de monitores de pacientes, desfibriladores y ventiladores reales, lo que permite a los estudiantes adquirir experiencia práctica directa con los tipos de equipos que utilizarán en situaciones reales. Es la opción perfecta para salvar la distancia entre la formación básica y los escenarios clínicos más complejos.



1026692

REALITi Pro

Simulación avanzada sin límites

REALITi Pro es la solución más completa dentro del sistema REALITi 360. Con cinco pantallas simuladas de primera calidad y un conjunto integral de hardware y software, ofrece a los formadores la posibilidad de impartir experiencias de simulación sofisticadas y de alta fidelidad. Sus funciones incluyen debriefing en video integrado, retroalimentación detallada sobre el rendimiento en RCP y potentes herramientas para la evaluación de escenarios, lo que lo hace ideal para la formación en soporte vital avanzado y los ejercicios de equipos multidisciplinarios.

1026693



Algunos ejemplos de las pantallas simuladas de alta gama de los principales fabricantes incluían:

Ventilador Hamilton T1
8001137



Desfibrilador LIFEPAK 35
8001275



Desfibrilador Corpuls 3T
8001071



Estetoscopio de entrenamiento para auscultación REALITi SimScope

REALITi SimScope es un módulo de estetoscopio electrónico para formación, diseñado para los simuladores de monitor de paciente REALITi 360, creado para practicar la auscultación con pacientes estandarizados y maniqués. Añada el REALITi SimScope a cualquiera de sus sistemas REALITi.

1022954





SimOccluder 1026329



Módulo de RCP 1022856



SimOxy 1026718



SimCap 1026715

NUEVO

Herramientas Inteligentes para una Mejor Simulación

Nuestra nueva gama SimGadget, diseñada para su uso con REALiTi 360, mejora la formación en el manejo de la vía aérea, la monitorización del paciente y la reanimación.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O NECESITA ASISTENCIA, POR FAVOR ESCANEE AQUÍ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com