



 **REALiTi360**
by iSimulate

OPTIMISEZ VOTRE FORMATION PAR SIMULATION AVEC REALiTi360 VOTRE CENTRE DE SIMULATION MOBILE DANS UN SAC

REALiTi 360 élève la formation par simulation médicale en proposant des affichages de surveillance des patients, de défibrillation et de ventilation qui reproduisent de très près les interfaces utilisateur cliniques réelles. Conçu pour renforcer l'immersion et la confiance des apprenants, il contribue à créer une expérience de formation plus authentique, au sein de laquelle les participants peuvent s'exercer à l'évaluation, à la prise de décision et au traitement dans un environnement sûr mais très réaliste.

Conçu pour une flexibilité maximale, REALiTi 360 peut couvrir tous les environnements de formation, des scénarios d'urgence et de phase préhospitalière au rythme soutenu aux cadres de formation structurés en milieu hospitalier. Il peut être utilisé instantanément « on the fly » ou déployé via des scénarios préprogrammés, et les formateurs peuvent facilement créer, personnaliser et enrichir leur propre bibliothèque de scénarios. De plus, des scénarios gratuits sont disponibles via la plateforme REALiTi 360 Community, ce qui permet de garder la formation stimulante et en évolution constante.

TROUVEZ LE KIT REALITI360 POUR RÉPONDRE À VOS EXIGENCES DE FORMATION SPÉCIFIQUES :

	REALiTi Go	REALiTi Plus	REALiTi Pro
Numéro d'article	1026690	1026692	1026693
Écrans universels (génériques) – moniteurs de patients, défibrillateurs, DAE et ventilateurs	6	6	6
Nombre d'écrans Premium inclus (Zoll, Philips, Schiller, etc.)	–	1	5
Écrans Premium optionnels au choix	25+	25+	25+
Tablette du moniteur de patient (incluse)	iPad Air 13”	iPad Air 13”	iPad Air 13”
Tablette de commande (incluse)	iPad 11”	iPad 11”	iPad 11”
1 Wi-Fi intégré	✓	✓	✓
1 batterie externe USB	✓	✓	✓
1 Sac de simulation et ensemble d'accessoires*	✓	✓	✓
Tracés ECG – Fréquence Réglable	92+	92+	92+
ECG – Fonctions Avancées	✓	✓	✓
ECG statique – 12 dérivations	✓	✓	✓
ECG en temps réel/dynamique – 12 dérivations	–	✓	✓
Formes d'onde SpO ₂	✓	✓	✓
Courbes de CO ₂	✓	✓	✓
Courbes de pression artérielle invasive	✓	✓	✓
Valeurs Numériques/Formes d'Onde en Soins Critiques	✓ / –	✓ / ✓	✓ / ✓
Préservez le CO ₂ pendant la RCP	✓	✓	✓
Création de scénarios	✓	✓	✓
Radiologie et images des patients	✓	✓	✓
Rapports de laboratoire	✓	✓	✓
Système de gestion de la formation	✓	✓	✓
Module de feedback RCP	–	Optionnel	✓
Module de débriefing vidéo	Optionnel	Optionnel	✓
Dossier Patient	–	✓	✓
Module de télécommande	Optionnel	Optionnel	Optionnel

* Ensemble d'accessoires: câble ECG à boutons-pression à 3 dérivations, câble ECG à boutons-pression à 7 dérivations, câble tronc ECG à 10 dérivations, capteur SpO₂ (Adulte, Pédiatrique, Néonatal), brassard NIBP (Adulte, Pédiatrique, Néonatal), Connecteur pour électrodes de défibrillateur / DAE et électrodes de défibrillation (Adulte et Pédiatrique), électrodes ECG adultes et pédiatriques jetables, capteur d'EtCO₂ et sonde de température.

** Disponible sur certains moniteurs de patients et défibrillateurs.

Remarque : les spécifications de l'iPad peuvent varier selon le distributeur et la disponibilité régionale.

Voici quelques exemples d'écrans haut de gamme simulés issus de fabricants leaders :

Respirateur Hamilton T1
8001137



Défibrillateur LIFEPAK 35
8001275



Défibrillateur Corpuls 3T
8001071



LES SIMULATIONS PRENNENT VIE AVEC L'ÉCOSYSTÈME REALITI360:

Désormais avec WiFi intégré et SimConnect inclus de série

Tous les systèmes REALiTi 360 sont prêts à porter encore plus loin le réalisme de la formation. SimConnect fait office de noyau intelligent de l'écosystème, permettant une communication fluide avec SimGadgets et offrant un retour d'information en temps réel sur la ventilation, l'oxygénation et la dynamique des voies aériennes. Cette technologie intégrée simplifie non seulement la configuration, mais permet également aux formateurs de conduire des simulations plus immersives, réactives et cliniquement pertinentes – préparant ainsi les apprenants à la complexité de la prise en charge de vrais patients.



REALiTi Go

Essentiel pour une simulation réaliste

REALiTi Go constitue la porte d'entrée idéale dans la formation à la simulation médicale. Doté de six écrans simulés universels, il offre une configuration à la fois complète et simple d'utilisation, permettant aux formateurs de créer des scénarios de formation hautement réalistes. Conçu aussi bien pour les environnements préhospitaliers que pour les environnements cliniques, il offre aux participants aux cours des bases solides en compétences fondamentales et en processus de prise en charge essentiels aux soins d'urgence comme aux soins de routine.

1026690

REALiTi Plus

Faites évoluer votre formation par simulation

REALiTi Plus améliore vos capacités de formation en introduisant un écran simulé haut de gamme. Cette interface avancée reproduit l'apparence et l'ergonomie de véritables moniteurs de patients, défibrillateurs et ventilateurs, permettant aux apprenants d'acquérir une expérience pratique avec les types d'équipements qu'ils utiliseront dans des situations réelles. C'est le choix idéal pour faire le lien entre la formation de base et des scénarios cliniques plus complexes.



1026692

REALiTi Pro

Simulation avancée sans limites

REALiTi Pro est la solution la plus complète au sein du système REALiTi 360. Grâce à cinq écrans de simulation haut de gamme et une suite tout compris de matériel et de logiciels, il permet aux formateurs de proposer des expériences de simulation sophistiquées et haute fidélité. Ses fonctionnalités incluent le débriefing vidéo intégré, un retour détaillé sur la performance en RCP et de puissants outils pour l'évaluation des scénarios, ce qui en fait une solution idéale pour la formation à la réanimation avancée et les exercices d'équipe pluridisciplinaire.

1026693

REALiTi SimScope Stéthoscope De Formation À L'Auscultation

REALiTi SimScope est un module de stéthoscope électronique de formation pour les simulateurs de moniteur patient REALiTi 360, conçu pour s'exercer à l'auscultation avec des patients standardisés et des mannequins. Ajoutez le REALiTi SimScope à n'importe lequel de vos systèmes REALiTi.

1022954





SimOccluder 1026329



Module de RCP 1022856



SimOxy 1026718



SimCap 1026715

NOUVEAU

Des Outils Intelligents Pour Une Meilleure Simulation

Notre nouvelle gamme SimGadget, conçue pour être utilisée avec REALITY 360, améliore la formation à la prise en charge des voies aériennes, à la surveillance du patient et à la réanimation.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN D'ASSISTANCE, VEUILLEZ SCANNER ICI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com