



 **REALiTi360**
by iSimulate

POTENZIA LA TUA FORMAZIONE IN SIMULAZIONE CON REALiTi360 IL TUO CENTRO DI SIMULAZIONE MOBILE IN UNA BORSA

REALiTi 360 innalza la formazione in simulazione medica offrendo schermate di monitoraggio del paziente, defibrillazione e ventilazione altamente realistiche che riproducono fedelmente le reali interfacce utente cliniche. Progettato per aumentare il livello di immersione e la fiducia dei discenti, contribuisce a creare un'esperienza formativa più autentica, in cui i partecipanti possono esercitarsi nella valutazione, nel processo decisionale e nel trattamento in un ambiente sicuro ma estremamente realistico.

Progettato per la massima flessibilità, REALiTi 360 può coprire qualsiasi ambiente formativo, dagli scenari di emergenza e di assistenza pre-ospedaliera ad alta dinamicità fino ai contesti di formazione più strutturati in ambito ospedaliero. Può essere utilizzato immediatamente "al volo" oppure tramite scenari pre-programmati, e i formatori possono facilmente creare, personalizzare e ampliare la propria libreria di scenari. Inoltre, scenari gratuiti sono disponibili tramite la piattaforma REALiTi 360 Community, rendendo semplice mantenere la formazione sempre aggiornata e in continua evoluzione.

TROVA IL KIT REALITI360 PER SUPPORTARE LE TUE SPECIFICHE ESIGENZE DI FORMAZIONE:

	REALITi Go	REALITi Plus	REALITi Pro
Numero articolo	1026690	1026692	1026693
Schermi universali (generici) – Monitor paziente, defibrillatori, DAE e ventilatori	6	6	6
Numero di schermi Premium inclusi (Zoll, Philips, Schiller, ecc.)	–	1	5
Schermi Premium Opzionali tra cui scegliere	25+	25+	25+
Tablet per Monitoraggio del Paziente (incluso)	iPad Air 13”	iPad Air 13”	iPad Air 13”
Tablet di Controllo (incluso)	iPad 11”	iPad 11”	iPad 11”
1 Wi-Fi integrato	✓	✓	✓
1 Powerbank USB	✓	✓	✓
1 borsa per simulazione e set di accessori*	✓	✓	✓
Forme d'onda ECG – Frequenza regolabile	92+	92+	92+
ECG – Funzioni avanzate	✓	✓	✓
ECG Statico – 12 Derivazioni	✓	✓	✓
ECG in tempo reale/dinamico – 12 derivazioni	–	✓	✓
Forme d'onda SpO ₂	✓	✓	✓
Forme d'onda della CO ₂	✓	✓	✓
Forme d'onda della pressione arteriosa invasiva	✓	✓	✓
Numerici/Forme d'Onda di Terapia Intensiva	✓ / –	✓ / ✓	✓ / ✓
Preservare la CO ₂ durante la RCP	✓	✓	✓
Creazione di scenari	✓	✓	✓
Radiologia e immagini dei pazienti	✓	✓	✓
Referti di laboratorio	✓	✓	✓
Sistema di Gestione della Formazione	✓	✓	✓
Modulo di feedback per la RCP	–	Opzionale	✓
Modulo di debriefing video	Opzionale	Opzionale	✓
Scheda paziente	–	✓	✓
Modulo di Controllo Remoto	Opzionale	Opzionale	Opzionale

* Set di accessori: cavo ECG a scatto a 3 derivazioni, cavo ECG a scatto a 7 derivazioni, cavo tronco ECG a 10 derivazioni, sensore SpO₂ (Adulto, Pediatrico, Neonatale), bracciale NIBP (Adulto, Pediatrico, Neonatale), Connettore per piastre di defibrillatore/ AED e piastre di defibrillazione (per adulti e pediatriche), Elettrodi ECG monouso per adulti e pediatrici, Sensore EtCO₂ e sonda di temperatura.

** Disponibile su monitor paziente e defibrillatori selezionati.

Nota: le specifiche di iPad possono variare a seconda del distributore e della disponibilità regionale.

LE SIMULAZIONI PRENDONO VITA CON L'ECOSISTEMA REALITI360:

Ora con WiFi integrato e SimConnect incluso di serie

Tutti i sistemi REALITi 360 sono pronti a portare il realismo della formazione a un livello ancora superiore. SimConnect funge da nucleo intelligente dell'ecosistema, consentendo una comunicazione fluida con i SimGadgets e fornendo un feedback in tempo reale su ventilazione, ossigenazione e dinamica delle vie aeree. Questa tecnologia integrata non solo semplifica la configurazione, ma consente anche ai formatori di svolgere simulazioni più immersive, reattive e clinicamente rilevanti – preparando gli studenti alle complessità dell'assistenza al paziente reale.



REALITi Go

Essenziale per una simulazione realistica

REALITi Go è il punto di accesso ideale alla formazione in simulazione medica. Dotato di sei schermi simulati universali, offre una configurazione completa ma al tempo stesso facile da usare, che consente ai formatori di creare scenari didattici altamente realistici. Progettato sia per l'ambito preospedaliero sia per quello clinico, fornisce ai partecipanti ai corsi una solida base nelle competenze fondamentali e nei flussi di lavoro essenziali per l'assistenza di emergenza e ordinaria.

1026690



REALITi Plus

Porta la tua formazione con simulazione a un livello superiore

REALITi Plus potenzia le tue capacità formative introducendo uno schermo simulato di livello premium. Questa interfaccia avanzata riproduce l'aspetto e il funzionamento dei veri monitor paziente, defibrillatori e ventilatori, consentendo ai discenti di acquisire esperienza pratica con le tipologie di apparecchiature che utilizzeranno in situazioni reali. È la scelta ideale per colmare il divario tra la formazione di base e gli scenari clinici più complessi.

1026692



REALITi Pro

Simulazione avanzata senza limiti

REALITi Pro è la soluzione più completa all'interno del sistema REALITi 360. Con cinque schermi simulati di qualità superiore e una suite completa di hardware e software, consente ai formatori di offrire esperienze di simulazione sofisticate e ad alta fedeltà. Le funzionalità includono il debriefing video integrato, un feedback dettagliato sulle prestazioni nella RCP e potenti strumenti per la valutazione degli scenari, che lo rendono ideale per la formazione al supporto vitale avanzato e per le esercitazioni dei team multidisciplinari.

1026693



Alcuni esempi di schermi premium simulati dei principali produttori comprendevano:

Ventilatore Hamilton T1
8001137



Defibrillatore LIFEPAK 35
8001275



Defibrillatore Corpuls 3T
8001071



REALITi SimScope Stetoscopio Per La Formazione All'Auscultazione

REALITi SimScope è un modulo stetoscopio elettronico per la formazione per i simulatori di monitor del paziente REALITi 360, creato per esercitarsi nell'auscultazione con pazienti standardizzati e manichini. Aggiungi REALITi SimScope a qualsiasi dei tuoi sistemi REALITi.

1022954





SimOccluder 1026329



Modulo RCP 1022856



SimOxy 1026718



SimCap 1026715

NUOVO

Strumenti Intelligenti Per Simulazioni Migliori

La nostra nuova gamma SimGadget, progettata per l'uso con REALiTi 360, migliora la formazione nella gestione delle vie aeree, nel monitoraggio del paziente e nella rianimazione.

SE HAI DOMANDE O HAI BISOGNO DI ASSISTENZA, SCANSIONA QUI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com