



 **REALiTi360**
by iSimulate

APERFEIÇOE SEU TREINAMENTO DE SIMULAÇÃO COM O REALiTi360 SEU CENTRO MÓVEL DE SIMULAÇÃO EM UMA BOLSA

O REALiTi 360 foi desenvolvido para elevar o treinamento em simulação médica. Fornece telas de monitorização de paciente, desfibrilação e ventilação altamente realistas, que reproduzem de forma fiel as interfaces de usuário utilizadas na prática clínica. É projetado para aumentar a imersão e a confiança dos participantes. Ajuda a criar uma experiência de treinamento mais autêntica, na qual é possível praticar avaliação, tomada de decisão e tratamento em um ambiente seguro, porém muito próximo do real.

O REALiTi 360 é desenvolvido para oferecer máxima flexibilidade. Pode abranger todos os ambientes de treinamento, desde cenários de emergência e de atendimento pré-hospitalares dinâmicos até contextos estruturados de treinamento em hospitais. Pode ser utilizado imediatamente, de forma dinâmica ('on the fly'), ou por meio de cenários pré-programados. Os instrutores podem criar, personalizar e ampliar com facilidade a própria biblioteca de cenários. Além disso, cenários gratuitos estão disponíveis na plataforma REALiTi 360 Community, o que facilita manter o treinamento sempre atualizado e em contínua evolução.

ENCONTRE O KIT REALITI360 QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE TREINAMENTO:

	REALITi Go	REALITi Plus	REALITi Pro
Número do Item	1026690	1026692	1026693
Telas Universais (Genéricas) – Monitores de Paciente, Desfibriladores, DEA e Ventiladores	6	6	6
Número de telas Premium incluídas (Zoll, Philips, Schiller, etc.)	–	1	5
Telas Premium Opcionais para escolher	25+	25+	25+
Tablet do Monitor de Paciente (incluído)	iPad Air 13”	iPad Air 13”	iPad Air 13”
Tablet de Controle (incluído)	iPad 11”	iPad 11”	iPad 11”
1 Wi-Fi integrado	✓	✓	✓
1 carregador portátil USB	✓	✓	✓
1 bolsa de simulação e conjunto de acessórios*	✓	✓	✓
Traçados de ECG – Frequência Controlável	92+	92+	92+
ECG – Funções Avançadas	✓	✓	✓
ECG Estático – 12 Derivações	✓	✓	✓
ECG ao Vivo/Dinâmico – 12 Derivações	–	✓	✓
Formas de onda de SpO ₂	✓	✓	✓
Formas de Onda de CO ₂	✓	✓	✓
Formas de Onda da Pressão Arterial Invasiva	✓	✓	✓
Númericos/Formas de Onda em Cuidados Intensivos	✓ / –	✓ / ✓	✓ / ✓
Preservação de CO ₂ durante a RCP	✓	✓	✓
Criação de Cenários	✓	✓	✓
Radiologia e Imagens de Pacientes	✓	✓	✓
Relatórios de Laboratório	✓	✓	✓
Sistema de Gerenciamento de Treinamento	✓	✓	✓
Módulo de Feedback de RCP	–	Opcional	✓
Módulo de Debriefing em Vídeo	Opcional	Opcional	✓
Prontuário do Paciente	–	✓	✓
Módulo de Controle Remoto	Opcional	Opcional	Opcional

* O conjunto de acessórios é desenvolvido para uso com monitores de paciente e desfibriladores e inclui: cabo de ECG de 3 derivações com conector tipo snap, cabo de ECG de 7 derivações com conector tipo snap, cabo tronco de ECG de 10 derivações, sensor de SpO₂ (Adulto, Pediátrico, Neonatal), manguito de NIBP (Adulto, Pediátrico, Neonatal), Conector para pás de desfibrilador / AED e pás de desfibrilação (Adulto e Pediátrico), eletrodos de ECG descartáveis para pacientes adultos e pediátricos, sensor de EtCO₂ e sonda de temperatura.

** Disponível em monitores de paciente e desfibriladores selecionados.

Observação: as especificações do iPad podem variar de acordo com o distribuidor e a disponibilidade regional.

Alguns exemplos das telas premium simuladas de fabricantes líderes foram:

Ventilador Hamilton T1
8001137



Desfibrilador LIFEPAK 35
8001275



Desfibrilador Corpuls 3T
8001071



SIMULAÇÕES GANHAM VIDA COM O ECOSSISTEMA REALITI360:

Agora com WiFi integrado e SimConnect incluído como padrão

O sistema REALITi 360 é desenvolvido para elevar ainda mais o realismo do treinamento prático. SimConnect atua como o núcleo inteligente do ecossistema, permitindo comunicação contínua com os SimGadgets e fornecendo feedback em tempo real sobre ventilação, oxigenação e dinâmica das vias aéreas. Essa tecnologia integrada não apenas simplifica a configuração, mas também permite que instrutores conduzam simulações mais imersivas, responsivas e clinicamente relevantes, preparando os alunos para as complexidades do atendimento real ao paciente.



REALITi Go

Essencial para uma simulação realista

O REALITi Go é desenvolvido para ser o ponto de partida ideal para treinamento prático em simulação médica. Equipado com seis telas simuladas universais, oferece uma configuração abrangente e, ao mesmo tempo, fácil de usar, permitindo que instrutores criem cenários de treinamento altamente realistas. Desenvolvido para uso tanto em ambientes pré-hospitalares quanto em ambientes clínicos, proporciona aos participantes do curso uma base sólida nas habilidades essenciais e nos fluxos de trabalho necessários para o atendimento de emergência e de rotina.

1026690

REALITi Plus

O REALITi Plus é desenvolvido para aprimorar o seu treinamento prático em simulação

Inclui uma tela simulada de alta qualidade. Essa interface avançada reproduz fielmente a aparência e o comportamento de monitores de paciente, desfibriladores e ventiladores pulmonares reais, permitindo que os alunos adquiram experiência prática com os tipos de equipamentos que utilizarão em situações reais. É a escolha ideal para fazer a transição entre o treinamento básico e cenários clínicos mais complexos.



1026692

REALITi Pro

Simulação avançada sem limites

O REALITi Pro é desenvolvido para simulação avançada de alta fidelidade. É a solução mais completa dentro do sistema REALITi 360. Inclui cinco telas premium simuladas e um conjunto completo de hardware e software. Permite que educadores conduzam simulações sofisticadas e de alta fidelidade. Os recursos incluem debriefing em vídeo integrado, feedback detalhado sobre o desempenho em CPR e ferramentas robustas para avaliação de cenários – tornando-o ideal para treinamento prático em suporte avançado de vida e exercícios com equipes multidisciplinares.

1026693

REALITi SimScope Estetoscópio de Treinamento para Ausculta

O módulo de estetoscópio eletrônico REALITi SimScope é desenvolvido para treinamento prático de ausculta em pacientes padronizados e manequins, em conjunto com os simuladores de monitor de paciente REALITi 360. Adicione o REALITi SimScope a qualquer um dos seus sistemas REALITi.



1022954



SimOccluder 1026329



Módulo de RCP 1022856



SimOxy 1026718



SimCap 1026715

NOVO

Ferramentas Inteligentes para uma Simulação Aprimorada

A linha SimGadget é foi desenvolvida para uso com o REALITI 360, aprimorando o treinamento prático em manejo de vias aéreas, monitorização do paciente e ressuscitação.

SE VOCÊ TIVER ALGUMA DÚVIDA OU PRECISAR DE SUPORTE, POR FAVOR ESCANEIE AQUI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com