



 **REALiTi360**
by iSimulate

ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С REALiTi360 ВАШ МОБИЛЬНЫЙ СИМ-ЦЕНТР В СУМКЕ

REALiTi 360 выводит обучение с применением медицинских симуляторов на новый уровень, предоставляя высокореалистичные экраны монитора пациента, дефибрилляции и вентиляции, очень точно воспроизводящие реальные клинические пользовательские интерфейсы. Созданная для повышения вовлеченности и уверенности обучающихся, система помогает создать более аутентичную учебную среду, в которой участники могут отрабатывать оценку состояния, принятие решений и лечение в безопасных, но максимально приближенных к реальным условиям.

Обладая максимальной гибкостью, REALiTi 360 охватывает любые условия обучения — от динамичных сценариев оказания неотложной и догоспитальной помощи до структурированных занятий в условиях стационара. Её можно использовать мгновенно «на лету» либо запускать заранее запрограммированные сценарии, а преподаватели могут легко создавать, настраивать и расширять собственную библиотеку сценариев. Кроме того, на платформе REALiTi 360 Community доступны бесплатные сценарии, что позволяет легко поддерживать обучение актуальным и постоянно развивающимся.

ПОДБЕРИТЕ НАБОР REALiTi360, КОТОРЫЙ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШИМ КОНКРЕТНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ОБУЧЕНИЮ:

	REALiTi Go	REALiTi Plus	REALiTi Pro
Номер изделия	1026690	1026692	1026693
Универсальные (Обобщенные) Экраны – Мониторы Пациента, Дефибрилляторы, Автоматические Наружные Дефибрилляторы (AED) и Аппараты ИВЛ	6	6	6
Количество включённых экранов премиум-класса (Zoll, Philips, Schiller и др.)	–	1	5
Дополнительные премиальные экраны на выбор	25+	25+	25+
Планшет монитора пациента (в комплекте)	iPad Air 13”	iPad Air 13”	iPad Air 13”
Управляющий планшет (в комплекте)	iPad 11”	iPad 11”	iPad 11”
1 встроенный Wi-Fi	✓	✓	✓
1 USB пауэрбанк	✓	✓	✓
1 сумка для симуляции и набор аксессуаров*	✓	✓	✓
Формы Сигналов ЭКГ – Регулируемая Частота	92+	92+	92+
ЭКГ – расширенные функции	✓	✓	✓
Статическая ЭКГ – 12 отведений	✓	✓	✓
ЭКГ в реальном времени/динамическая – 12 отведений	–	✓	✓
SpO2 Волновые формы	✓	✓	✓
Кривые CO2	✓	✓	✓
Кривые Инвазивного Артериального Давления	✓	✓	✓
Числовые Показатели/Волновые Формы В Интенсивной Терапии	✓ / –	✓ / ✓	✓ / ✓
Сохраняйте CO2 при проведении СЛР	✓	✓	✓
Создание сценариев	✓	✓	✓
Рентгенология и изображения пациентов	✓	✓	✓
Лабораторные отчеты	✓	✓	✓
Система Управления Обучением	✓	✓	✓
Модуль обратной связи при СЛР	–	Дополнительно	✓
Модуль Видео-Дебрифинга	Дополнительно	Дополнительно	✓
Карта Пациента	–	✓	✓
Модуль дистанционного управления	Дополнительно	Дополнительно	Дополнительно

* Комплект аксессуаров: кабель ЭКГ на 3 отведения с кнопочным (snap) соединением, кабель ЭКГ на 7 отведений с кнопочным (snap) соединением, магистральный кабель ЭКГ на 10 отведений, датчик SpO2 (взрослый, детский, неонатальный), манжета для НИАД (взрослый, детский, неонатальный), разъём для электродов дефибриллятора/ AED и электроды дефибриллятора (для взрослых и детей), одноразовые ЭКГ электроды для взрослых и детей, датчик EtCO2 и температурный зонд.

** Доступно для отдельных мониторов пациента и дефибрилляторов.

Примечание: технические характеристики iPad могут различаться в зависимости от дистрибьютора и региональной доступности.

Несколько примеров имитированных премиальных экранов от ведущих производителей включали:

Аппарат ИВЛ Hamilton T1
8001137



Дефибриллятор LIFEPAC 35
8001275



Дефибриллятор Corpuls 3T
8001071



СИМУЛЯЦИИ ОЖИВАЮТ С ЭКОСИСТЕМОЙ REALiTi360:

Теперь со встроенным WiFi и SimConnect, входящим в стандартную комплектацию Все системы REALiTi 360 готовы вывести реалистичность обучения на еще более высокий уровень. SimConnect выступает в роли интеллектуального ядра экосистемы, обеспечивая бесшовную связь с SimGadgets и поддерживая получение обратной связи в реальном времени по параметрам вентиляции, оксигенации и динамики дыхательных путей. Эта встроенная технология не только упрощает настройку, но и позволяет преподавателям проводить более захватывающие, отзывчивые и клинически релевантные симуляции – подготавливая обучающихся к сложности реальной помощи пациентам.



REALiTi Go

Неотъемлемый элемент реалистичной симуляции

REALiTi Go — идеальная отправная точка для симуляционного медицинского обучения. Оснащён six универсальными симуляционными экранами, он предлагает комплексную, но при этом простую в использовании конфигурацию, которая позволяет инструкторам создавать максимально реалистичные учебные сценарии. Разработан для применения как в догоспитальных, так и в клинических условиях, он обеспечивает участников курса прочной базой ключевых навыков и рабочих процессов, необходимых при оказании неотложной и плановой помощи.



1026690

REALiTi Plus

Выведите своё симуляционное обучение на новый уровень

REALiTi Plus расширяет ваши учебные возможности, добавляя один премиальный смулированный экран. Этот продвинутый интерфейс воспроизводит внешний вид и ощущение работы с реальными мониторами пациента, дефибрилляторами и аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), позволяя обучающимся получить практический опыт работы с тем типом оборудования, который они будут использовать в реальных условиях. Это идеальный выбор для преодоления разрыва между базовым обучением и более сложными клиническими сценариями.



1026692

REALiTi Pro

Продвинутая симуляция без ограничений

REALiTi Pro – самое комплексное решение в составе системы REALiTi 360. Благодаря пяти премиальным смулируемым экранам-мониторам и полному набору аппаратного и программного обеспечения оно позволяет преподавателям проводить сложные, высокореалистичные симуляционные занятия. Среди возможностей – встроенный видеодебрифинг, подробная обратная связь по качеству проведения СЛР и мощные инструменты для оценки сценариев, что делает систему идеальной для обучения расширенной поддержке жизненно важных функций и междисциплинарных командных тренировок.



1026693

Стетоскоп REALiTi SimScore для обучения аускультации

REALiTi SimScore – это электронный учебный модуль стетоскопа для симуляторов монитора пациента REALiTi 360, созданный для отработки аускультации со стандартизированными пациентами и манекенами. Добавьте REALiTi SimScore к любой из ваших систем REALiTi.



1022954



SimOccluder 1026329



Модуль СЛР 1022856



SimOxy 1026718



SimCap 1026715



НОВОЕ

Умные инструменты для лучшей симуляции

Наша новая линейка SimGadget, разработанная для использования с REALITY 360, повышает эффективность обучения управлению дыхательными путями, мониторингу пациента и реанимации.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ВАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА, ПОЖАЛУЙСТА, ОТСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com