



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific




6-IN-1 TCCC TRAINER


Der 6-in-1 Tactical Combat Casualty Care (TCCC) Trainer besteht aus einem Hyper-Realistic®, anatomisch realistischen männlichen Kopf und oberen Rumpf. Er ist mit einem Skelett konstruiert, das benutzerreparierbare Körperhaut, Halshäute, Luftröhren sowie austauschbare intraossäre Trainingspucks umfasst.

Auf dem 6-in-1 TCCC Trainer stehen folgende Verfahren zur Verfügung:


1. Einführen eines nasopharyngealen Atemwegs (NPA) als Zusatz (mit oropharyngealer visueller Bestätigung der korrekten Messung und Platzierung)
2. Entfernung von Verstopfungen in den oberen Atemwegen (z. B. Finger-Sweep) sowie Messung und Platzierung des oropharyngealen Atemwegs
3. Chirurgische Atemwegszugänge (Krikothyrotomie, Krikothyroidzentese etc.)
4. Thorakozentese an vier Punkten, Medioklavikularlinie (MCL), vordere Axillarlinie (AAL)
5. Einführen eines sternalen intraossären Katheters
6. Einführen eines intraossären Katheters im proximalen Humerus




Nasopharyngealer Atemwegsersatz (NPA)



Befreien der oberen Atemwege von Blockaden




Chirurgische Atemwege



Thorakozentese mit Nadel



Sternale intraossäre Katheterplatzierung



Einführung des intraossären Katheters im proximalen Humerus

6-IN-1 TCCC Trainer 1026850

SOLLTEN SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN, SCANNEN SIE BITTE HIER.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com