



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



6-IN-1 TCCC ENTRENADOR


El 6-in-1 Tactical Combat Casualty Care (TCCC) Trainer se compone de una cabeza masculina y de la parte superior del torso, ambos anatómicamente precisos y equipados con la tecnología Hyper-Realistic®. Está construido con un esqueleto que emplea piel corporal reparable por el usuario, pieles de cuello, tráqueas y discos de entrenamiento intraóseos reemplazables por el usuario.

Procedimientos disponibles en el 6-in-1 TCCC Trainer incluyen lo siguiente:


1. Inserción complementaria de la vía aérea nasofaríngea (NPA) (con confirmación visual orofaríngea de la correcta medición y colocación)
2. Eliminación de obstrucciones de la vía aérea superior (p.ej., barrido con el dedo) con medición y colocación de la vía aérea orofaríngea
3. Vías aéreas quirúrgicas (Cricotiroidotomía, Cricotiroidocentesis, etc.)
4. Toracentesis con aguja torácica en 4 sitios, MCL, AAL
5. Inserción de catéter intraóseo esternal
6. Inserción de catéter intraóseo en el húmero proximal




Vía Aérea Nasofaríngea (NPA) Adjunto




Despejando la vía aérea superior de obstrucciones



Vías aéreas quirúrgicas



Aguja torácica para toracocentesis



Inserción del Catéter Intraóseo Externo



Inserción de catéter intraóseo en húmero proximal

6-IN-1 Simulador TCCC 1026850

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O REQUIERE ASISTENCIA, POR FAVOR, ESCANEE AQUÍ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com

06/2026