



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



ТРЕНАЖЕР ТССС 6-В-1 ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ РАНЕННЫМ В ТАКТИЧЕСКОМ БОЮ


Тренажер ТССС (Tactical Combat Casualty Care) 6-в-1 по оказанию помощи раненым в тактическом бою состоит из гипер-реалистичной®, анатомически идентичной мужской головы и верхней части туловища. Он сконструирован со скелетом, включающим ремонтпригодную кожную оболочку тела, кожу шеи, трахею и заменяемые пользователем внутрикостные тренировочные шайбы.

На Тренажере ТССС 6-в-1 можно отрабатывать следующие процедуры:


1. Введение вспомогательного назофарингеального дыхательного канала (НРА) (с визуальным подтверждением корректности измерения и размещения через ротовую полость)
2. Очистка верхних дыхательных путей от препятствий (например, смахиванием пальцем) с измерением и установкой орофарингеального дыхательного канала
3. Хирургические дыхательные пути (крикотиреотомия, крикотиреоцентез и т.д.)
4. Плевральная пункция иглой, 4 участка, MCL, AAL
5. Введение стерильного интраоссного катетера
6. Введение интраоссного катетера в проксимальном отделе плечевой кости



Назофарингеальная трубка (NPA) – вспомогательное средство



Очищение верхних дыхательных путей от препятствий




Хирургический доступ к дыхательным путям



Игловой торакоцентез



Введение внутрикостного катетера через грудину



Внутрикостное введение катетера в проксимальном отделе плечевой кости

Тренажер TCCC 6-в-1 1026850

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА, ОТСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com

06/2026