



SIMULADOR DE DISTOCIA EQUINA

CON INTUBACIÓN NASOGÁSTRICA EQUINA Y VENOPUNCIÓN CERVICAL
CON INYECCIÓN INTRAMUSCULAR

El VSI Equine Dystocia Simulator es la incorporación más reciente de nuestra suite de simuladores veterinarios, orientada a optimizar los resultados clínicos. Diseñado con precisión y funcionalidad, tanto la yegua como la potranca han sido modeladas para reflejar fielmente su tamaño y conformación. La potranca cuenta con un esqueleto articulado que le permite adoptar diversas posiciones, posibilitando a los estudiantes ganar la confianza necesaria para afrontar situaciones de distocia en un entorno real. Además, se pueden realizar simulaciones de intubación nasogástrica y punción venosa, ya que estas funciones han sido incorporadas en nuestro último modelo. El VSI equine uterus set es compatible con el VSI Equine Dystocia Simulator, constituyendo una adición versátil y práctica a cualquier programa de formación en habilidades clínicas equinas.



CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DEL CUERPO EQUINO

- Modelado según el estándar de un Quarter Horse de 15 manos
- Construcción en epoxi y fibra de vidrio reforzada con acero y componentes resistentes al agua para facilitar su limpieza
- 1.36m a la cruz y 2.44m desde la nariz hasta la cola. El punto de mayor amplitud es 0.8m
- Sistema de soporte de cama de aire inflable para potros
- Bolsa uterina de vinilo transparente
- Panel perineal suave y duradero para el parto
- Réplica de pelvis
- Extractor fetal acolchado, cadena obstétrica, lazo para cabeza y tapete de aterrizaje
- Función de abdominocentesis con almohadilla reemplazable; depósito de líquido y línea palpable

PARTES REEMPLAZABLES

- Ensamblaje del Panel de Parto 1025591
- Cama de Aire 1025588
- Vejiga de Aire Pélvica 1025598
- Potro 1025587



COMPETENCIAS DESDE EL PRIMER DÍA & BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Los estudiantes ganarán confianza y se familiarizarán con el posicionamiento y la palpación de potros.

- Tamaño de potro en parto de 34kg (75lbs)
- Vía aérea para tubo de intubación
- Palpación rectal
- Piel duradera, flexible y de fácil limpieza
- Compatible con el set de útero equino para el kit de mejora en el entrenamiento de inseminación artificial y en la palpación de ovarios en múltiples etapas
- Realista en tamaño y estéticamente agradable, permitiendo una mayor inmersión en escenarios de capacitación

The Equine Nasogastric Intubation and Neck Venipuncture/IM Injection es removible del cuerpo equino y puede utilizarse como unidad independiente. Se puede adquirir por separado.

Las características incluyen:

- Punción yugular con venas palpables que pueden soportar múltiples punciones (se recomienda el uso de una aguja de calibre 20 o 22 para la simulación)
- Tubo de vena de látex de fácil reemplazo que puede soportar múltiples punciones; incluye 5 sets de venas
- Sistema de presurización mecánica que permite aplicar presión positiva para la extracción de sangre
- Cubierta de piel duradera, de fácil remoción, lavable y reemplazable, con melena
- Sitio IM capaz de soportar múltiples punciones y de aceptar inyecciones de fluidos
- Cabeza de silicona suave con orejas flexibles y una anatomía bien representada que ilustra los sitios de inyección facial y acepta una brida
- Rolling Stand, ajustable en altura, con inclinación rostral y rotación de 90 grados

Simulador de Distocia Equina 1025586

PARTES ACTUALIZABLES

Las técnicas de inseminación artificial pueden practicarse mediante la compra del Palpation Panel With Equine Theriogenology Uterus Set. El Equine Uterus Set incluye ovarios intercambiables.



SI TIENE ALGUNA CONSULTA O REQUIERE SOPORTE, POR FAVOR ESCANEE AQUÍ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com