



## SIMULATEUR DE DYSTOCIE ÉQUINE

AVEC INTUBATION NASOGASTRIQUE ÉQUINE, PONCTION VEINEUSE DU COU ET INJECTION INTRAMUSCULAIRE

Le simulateur de dystocie équine VSI est le dernier ajout à notre gamme de simulateurs vétérinaires visant à améliorer les résultats cliniques. Conçu pour allier précision et fonctionnalité, la jument et le poulain ont été modélisés afin de reproduire fidèlement leur taille et leur conformation. Le poulain est muni d'un squelette articulé, permettant de le positionner dans diverses postures et offrant ainsi aux étudiants la confiance nécessaire pour réaliser des scénarios de dystocie dans un contexte réaliste. Des simulations d'intubation nasogastrique et de ponctions veineuses sont également possibles, ces fonctionnalités ayant été intégrées à notre dernier modèle. Le set d'utérus équin VSI est compatible avec le simulateur de dystocie équine VSI, constituant ainsi un ajout polyvalent et pratique à tout programme de formation aux compétences cliniques équestres.



## CARACTÉRISTIQUES DU CORPS ÉQUIN

- Modélisé d'après un Quarter Horse standard de 15 mains
- Construction en époxy/fibre de verre renforcée d'acier avec des composants résistants à l'eau facilitant le nettoyage
- 1,36 m à l'épaule et 2,44 m du museau à la queue. La largeur maximale atteint 0,8 m
- Système de support pour lit d'air gonflable destiné au poulain
- Sac utérin en vinyle transparent
- Panneau périnéal doux et durable pour l'accouchement
- Réplique de bassin
- Extracteur fœtal rembourré, chaîne obstétrique, attrape-tête et tapis d'atterrissage
- Fonction d'abdominocentèse avec coussinet remplaçable, réservoir de liquide et linea palpable

## PIÈCES REMPLAÇABLES

- Assemblage du panneau d'accouchement 1025591
- Lit à air 1025588
- Ballon d'air pelvien 1025598
- Poulain 1025587



## COMPÉTENCES DÈS LE PREMIER JOUR & AVANTAGES DU PRODUIT

Les étudiants gagneront en confiance et se familiariseront avec le positionnement et la palpation du poulain.

- Taille d'un poulain à la naissance : 34kg (75lbs)
- Voie respiratoire pour le tube d'intubation
- Palpation rectale
- Peau durable, flexible et facile à nettoyer
- Compatible avec l'ensemble utérin équin pour le kit de mise à niveau de formation à l'insémination artificielle et la palpation des ovaires à plusieurs étapes
- De taille réaliste et esthétiquement plaisant, favorisant une immersion optimale dans les scénarios de formation

L'intubation nasogastrique équine et la ponction veineuse du cou/injection IM sont amovibles du corps équin et peuvent être utilisés comme une unité autonome. Ils peuvent être achetés séparément.

### Caractéristiques incluent:

- Ponction de la veine jugulaire avec des veines palpables capables de supporter de multiples ponctions (aiguille de calibre 20 ou 22 recommandée pour la simulation)
- Tubes veineux en latex facilement remplaçables, capables de supporter de multiples ponctions ; comprend 5 ensembles de veines
- Le système de pressurisation mécanique permet d'obtenir une pression positive pour le prélèvement sanguin
- Revêtement en peau durable, aisément amovible, lavable et remplaçable, agrémenté d'une crinière
- Site IM capable de supporter de multiples ponctions et d'accepter l'injection de liquides
- Tête en silicone souple, dotée d'oreilles flexibles et d'une anatomie soignée illustrant les sites d'injection faciaux et conçue pour accepter une bride
- Support roulant, réglable en hauteur, en inclinaison rostrale et en rotation à 90 degrés

**Simulateur de dystocie équine 1025586**

## PIÈCES ÉVOLUTIVES

Les techniques d'insémination artificielle peuvent être pratiquées grâce à l'achat du Panel de palpation doté de thériogénologie équine Set utérin. Le set utérin équin comprend des ovaires interchangeables.



SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE, VEUILLEZ SCANNER ICI



**3B Scientific Group**

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · [3bscientific.com](http://3bscientific.com)