



SIMULATORE DI DISTOCIA EQUINA

CON INTUBAZIONE NASOGASTRICA PER EQUINI E PUNZIONE VENOSA
DEL COLLO CON INIEZIONE INTRAMUSCOLARE

Il VSI Equine Dystocia Simulator è l'ultima novità della nostra gamma di simulatori veterinari, finalizzata al miglioramento degli esiti clinici. Progettato con precisione e attenzione alla funzionalità, sia la giumenta che il puledro sono stati modellati per garantire un realismo impeccabile in termini di dimensioni e conformazione. Il puledro dispone di uno scheletro articolato che gli consente di assumere diverse posizioni, permettendo agli studenti di acquisire la sicurezza necessaria per affrontare efficacemente scenari di distocia in un contesto dal vivo. Le simulazioni di intubazione nasogastrica e venipuntura, integrate in questo modello, favoriscono un apprendimento pratico e realistico. Il set uterino equino VSI è compatibile con il VSI Equine Dystocia Simulator, rappresentando così un'aggiunta versatile e funzionale a qualsiasi programma di formazione delle competenze cliniche in ambito equino.



CARATTERISTICHE DEL CORPO EQUINO

- Modellato come un Quarter Horse standard da 15 mani
- Costruzione in epoxy e fibra di vetro rinforzata con acciaio e componenti resistenti all'acqua per facilitare la pulizia
- Misure: 1,36 m a livello della spalla e 2,44 m dal muso alla coda, con una larghezza massima di 0,8 m
- Sistema di supporto a letto ad aria gonfiabile per puledri
- Sacca uterina in vinile trasparente
- Pannello perineale morbido e resistente per il parto
- Replica del bacino
- Estrattore fetale imbottito, catena ostetrica, laccio per la testa e tappetino d'atterraggio
- Funzione di addominocentesi con tampone sostituibile; serbatoio per liquidi e linea palpabile

PARTI SOSTITUIBILI

- Assemblaggio del pannello di parto 1025591
- Materasso ad aria 1025588
- Vescica ad aria pelvica 1025598
- Puledro 1025587



COMPETENZE FIN DAL PRIMO GIORNO E BENEFICI DEL PRODOTTO

Gli studenti acquisiranno maggiore fiducia e familiarità nel posizionamento e nella palpazione del puledro.

- Taglia per puledro in parto a partire da 34kg (75lbs)
 - Via aerea per tubo d'intubazione
 - Palpazione rettale
 - Pelle resistente, flessibile e facile da pulire
 - Compatibile con il set di utero equino per il kit di aggiornamento della formazione in inseminazione artificiale e nella palpazione di ovaie multi-stadio
 - Dimensioni realistiche e aspetto esteticamente gradevole, che favoriscono una maggiore immersione negli scenari formativi
- L'intubazione nasogastrica equina e il prelievo venoso/iniezione IM al collo sono rimovibili dal corpo equino e possono essere utilizzati come unità autonome. Possono essere acquistati separatamente.

Caratteristiche includono:

- Prelievo giugulare con vene palpabili, in grado di resistere a molteplici punture (si consiglia l'ago da 20 o 22 gauge per la simulazione)
- Tubazione venosa in lattice, facilmente sostituibile e capace di resistere a numerose punture; include 5 set di vene
- Il sistema di pressurizzazione meccanica consente una pressione positiva per il prelievo del sangue
- Copertura in pelle durevole, facilmente rimovibile, lavabile e sostituibile, con criniera
- Sito IM capace di resistere a molteplici punture e di accettare iniezioni di fluidi
- Testa in silicone morbido, con orecchie flessibili e anatomia ben resa, che illustra i siti di iniezione facciali e accetta una briglia
- Supporto mobile, regolabile in altezza, con inclinazione rostrale e rotazione a 90 gradi

Simulatore di Distocia Equina 1025586

COMPONENTI AGGIORNABILI

Le tecniche di inseminazione artificiale possono essere eseguite con l'acquisto del Pannello di palpazione con teriogenologia equina Set di utero. Il set di utero equino comprende ovaie interscambiabili.



SE HAI DOMANDE O NECESSITI DI SUPPORTO, SCANSIONA QUI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com