



## SIMULADOR DE DISTÓCIA EQUINA

COM INTUBAÇÃO NASOGÁSTRICA EQUINA E PUNÇÃO VENOSA NO PESCOÇO COM INJEÇÃO INTRAMUSCULAR

O Simulador de Distócia Equina VSI é a mais recente adição à nossa linha de simuladores veterinários, focada na melhoria dos resultados clínicos. Projetado com precisão e funcionalidade, tanto a égua quanto o potro foram modelados com realismo em tamanho e conformação. O potro está equipado com um esqueleto articulado que permite ser posicionado em diversas posturas, possibilitando que os alunos adquiram a confiança necessária para realizar procedimentos de distócia em um ambiente real. Também foram incorporados ao modelo recursos que permitem simular intubação nasogástrica e punção venosa. Compatível com o conjunto uterino equino VSI, o Simulador de Distócia Equina VSI é uma adição versátil e prática a qualquer programa de treinamento em habilidades clínicas com equinos.



## CARACTERÍSTICAS DO CORPO EQUINO

- Modelado como um Quarto de Milha padrão de 152 cm
- Construção em epóxi/fibra de vidro, reforçada com aço e componentes resistentes à água para facilitar a limpeza
- 136 cm na altura do ombro e 244 cm do focinho à cauda. O ponto mais largo mede 80 cm
- Sistema de suporte inflável com cama de ar para potros
- Saco uterino em vinil transparente
- Painel perineal macio e durável para o parto
- Réplica da pelve
- Extrator fetal acolchoado, corrente obstétrica, laço para cabeça e tapete de pouso
- Função de abdominocentese com almofada substituível; reservatório de fluido e linha palpável

## PEÇAS SUBSTITUÍVEIS

- Montagem do Painel de Parto 1025591
- Cama de Ar 1025588
- Bolsa de Ar Pélvica 1025598
- Potro 1025587



## HABILIDADES PARA O PRIMEIRO DIA E BENEFÍCIOS DO PRODUTO

Os estudantes ganharão confiança e desenvolverão familiaridade com o posicionamento e a palpação de potros.

- Tamanho de potro de parto de 34kg (75lbs)
- Via aérea para tubo de intubação
- Palpação retal
- Pele durável, flexível e de fácil limpeza
- Compatível com o conjunto de útero equino para o kit de atualização de treinamento em inseminação artificial e para a palpação de ovários em múltiplos estágios
- Realista em tamanho e esteticamente agradável, permitindo melhor imersão em cenários de treinamento

A Intubação Nasogástrica Equina e a Punção EV / IM no Pescoço são destacáveis do corpo equino e podem ser utilizadas como unidade autônoma. Podem ser adquiridas separadamente.

### Características incluem:

- Punção jugular com veias palpáveis que suportam múltiplas punções (agulha de calibre 20 ou 22 recomendada para simulação)
- Tubulação venosa de látex facilmente substituível, que suporta múltiplas punções; inclui 5 conjuntos de veias
- Sistema de pressurização mecânica que permite pressão positiva para coleta de sangue
- Pele durável, de fácil remoção, lavável e substituível, com crina
- Local IM que suporta múltiplas punções e aceita infusão de fluidos
- Cabeça de silicone macia, com orelhas flexíveis e anatomia bem detalhada, que ilustra os locais de injeção facial e aceita a brida
- Suporte rolante, ajustável em altura, inclinação rostral e com rotação de 90 graus

**Simulador de Distócia Equina 1025586**

## PEÇAS ATUALIZÁVEIS

Técnicas de Inseminação Artificial podem ser realizadas mediante a aquisição do Painel de Palpação com Teriógênese Equina Conjunto de Útero. O conjunto de útero equino inclui ovários intercambiáveis.



CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA OU NECESSITE DE SUPORTE, POR FAVOR, ESCANEIE AQUI



**3B Scientific Group**

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · [3bscientific.com](http://3bscientific.com)