



СИМУЛЯТОР КОНСКОЙ ДИСТОЦИИ

С КОНСКОЙ НАЗОГАСТРАЛЬНОЙ ИНТУБАЦИЕЙ, ВЕНЕПУНКЦИЕЙ
ШЕИ И ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИЕЙ

Симулятор дистocie у лошадей VSI Equine Dystocia Simulator – последнее дополнение к нашей линейке ветеринарных симуляторов, направленных на повышение клинических результатов. Разработан с акцентом на точность и функциональность, как кобыла, так и жеребенок смоделированы таким образом, чтобы их размеры и конформация выглядели максимально реалистично. Жеребенок оснащён артикулированным скелетом, позволяющим размещать его в различных позах, что даёт студентам возможность обрести уверенность при проведении сценариев дистocie в условиях, приближённых к реальности. Также предусмотрены симуляции назогастральной интубации и венеппункции, поскольку эти функции были интегрированы в нашу последнюю модель. Набор для симуляции матки лошади VSI equine uterus set совместим с симулятором дистocie у лошадей VSI Equine Dystocia Simulator, что делает его универсальным и практичным дополнением к любой программе обучения клиническим навыкам в области коневодства.



АНАТОМИЯ ЛОШАДИ

- Смоделирован по стандарту 15-рукого Quarter Horse
- Стальная армированная конструкция из эпоксидной смолы/стекловолокна с водостойкими компонентами для облегчения очистки
- 1,36 м в области плеча и 2,44 м от носа до хвоста. Широчайшая часть – 0,8 м
- Надувная система поддержки воздушного матраса для жеребенка
- Прозрачный виниловый маточный мешок
- Мягкая и прочная панель промежности для родов
- Реплика таза
- Обитый экстрактор плода, акушерская цепь, ловушка для головы и мат для приземления
- Функция абдоминоцентеза с заменяемой подкладкой; резервуар для жидкости и пальпируемая линия

СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ

- Сборка панели для родов 1025591
- Воздушный матрас 1025588
- Воздушный пузырь для таза 1025598
- Жеребёнок 1025587



НАВЫКИ С ПЕРВОГО ДНЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Студенты приобретут уверенность и освоят методы позиционирования и пальпации жеребят.

- Размер жеребенка при родах: 34kg (75lbs)
 - Проход для трубки интубации
 - Ректальная пальпация
 - Прочная, гибкая и легко очищаемая кожа
 - Совместима с набором матки для тренировки искусственного осеменения и для пальпации многоступенчатых яичников
 - Реалистична по размеру и эстетически привлекательна, что способствует лучшему погружению в учебный процесс
- Конская назогастральная интубация и венепункция/ВМ введение для шеи съемны с тела лошади и могут использоваться как самостоятельное устройство. Отдельно приобретаются.

Функциональные возможности:

- Яремная венепункция с пальпируемыми венами, способными выдерживать многократные проколы (рекомендуется игла 20 или 22-го калибра для имитации)
- Легко заменяемые латексные венозные трубки, способные выдерживать многократные проколы; в комплекте 5 наборов вен
- Механическая система создания положительного давления для имитации процесса забора крови
- Долговечное, легко снимаемое, моющееся и заменяемое покрытие из кожи с гривой
- Участок для внутримышечного введения, способный выдерживать многократные проколы и принимать инъекции жидкостей
- Мягкая силиконовая голова с гибкими ушами и тщательно проработанной анатомией, демонстрирующая участки для инъекций в области лица и предназначенная для надевания уздечки
- Передвижная подставка, регулируемая по высоте, наклону спереди и с возможностью 90-градусного вращения

Симулятор затруднённых родов у лошадей 1025586

МОДЕРНИЗИРУЕМЫЕ ДЕТАЛИ

Методы искусственного осеменения можно отрабатывать, приобретая Пальпационную панель с териогенологией лошадей и набор матки. Набор матки для лошадей включает взаимозаменяемые яичники.



ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА, ОТСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com