




FORMAZIONE REALISTICA PER LE INDAGINI FORENSI E L'INTERPRETAZIONE DELLE LESIONI

LIFECAST MANICHINO FORENSE

Il manichino Lifecast Forensic raffigura una donna adulta deceduta e offre una soluzione realistica e pratica per la formazione in materia di indagini forensi, riconoscimento delle lesioni, salvaguardia e formazione delle forze dell'ordine. Dotato di 32 lesioni e ferite dettagliate, comprese caratteristiche post-mortem, il manichino consente ai discenti di osservare, documentare, interpretare e discutere gli schemi lesivi in un ambiente di formazione sicuro e replicabile.

Progettato per la didattica in aula, per l'apprendimento basato su casi e per scenari immersivi, il manichino aiuta i discenti a passare dalle conoscenze teoriche all'osservazione e alla valutazione pratica dei quadri traumatici rilevanti per la formazione in ambito forense, medico e investigativo.



- Manichino didattico forense ultra-realistico raffigurante una donna deceduta
- 32 lesioni e ferite dettagliate per l'osservazione, il riconoscimento e la discussione
- Include lividi, abrasioni, cicatrici, lacerazioni, ferite da arma da taglio, ferite da arma da fuoco, frattura esposta, segni di puntura e ipostasi cadaveriche
- Supporta le scienze forensi, l'assistenza sanitaria, la tutela e la formazione delle forze dell'ordine
- Adatto all'insegnamento in aula, all'apprendimento basato sui casi e a una formazione immersiva basata su scenari
- Favorisce l'osservazione realistica, la documentazione e la comunicazione professionale

LIFECAST FORMAZIONE FORENSE

I manichini Lifecast sono progettati per creare esperienze formative realistiche e dal forte impatto emotivo. Il Lifecast Forensic Manikin amplia l'ambito della formazione forense e investigativa, aiutando i discenti a colmare il divario tra conoscenze teoriche e osservazione pratica dei quadri lesivi.

Le applicazioni formative includono:

- Formazione nelle scienze forensi
- Formazione per le forze dell'ordine
- Formazione in ambito sanitario e ospedaliero
- Scenari di tutela e riconoscimento degli abusi
- Discussioni di casi in ambito medico, legale e multidisciplinare
- Formazione sulla documentazione della scena del crimine e delle lesioni

Manichino forense Lifecast 1027221



Ogni manichino è rifinito singolarmente a mano. Lievi variazioni nell'aspetto, nella colorazione e nei dettagli delle lesioni sono da considerarsi normali.



Ecchimosi in sede perioculare e alla guancia, lieve solco da legatura attorno al collo e una lacerazione al capo



Petecchie retroauricolari



Tramite fistoloso cronico da iniezione

06/2026

SE HAI DOMANDE O HAI BISOGNO DI ASSISTENZA, SCANSIONA QUI.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com