

NUEVO



e Sono Musculoesquelético (MSK) POCUS Curso

**Aprende ultrasonido musculoesquelético con e Sono.
Practica casos reales de pacientes en línea, en cualquier
lugar, en cualquier momento. No se requiere hardware!**

El e Sono MSK POCUS Course ofrece una experiencia inmersiva y práctica para dominar las técnicas de ultrasonido musculoesquelético. Mediante simulaciones basadas en casos reales, los participantes desarrollan las habilidades esenciales para diagnosticar y evaluar con precisión las condiciones musculoesqueléticas. Este curso destaca las técnicas de exploración y el diagnóstico de regiones anatómicas críticas, como el hombro, la rodilla y el tobillo, asegurando un aprendizaje clínicamente relevante.



INCLUYE el conjunto COMPLETO DE CARACTERÍSTICAS



En cualquier momento, en cualquier lugar: e Sono funciona en cualquier dispositivo conectado a internet- sin necesidad de instalación.



Retroalimentación inmediata: Reciba retroalimentación experta automatizada después de cada ejercicio.



Sin hardware: Realice un escaneo con una sonda virtual o utilizando cualquier smartphone como controlador de sonda.



Smart Anatomy: El maniquí incorpora capas anatómicas detalladas para optimizar la comprensión de las estructuras anatómicas en ultrasonido.



Escenarios de la vida real: simulación utilizando datos obtenidos de pacientes reales.



Características de Ultrasonido: e Sono replica las máquinas de ultrasonido reales con funciones como mediciones, ajustes de profundidad y ganancia, y anotaciones.

CONTENIDO INCLUIDO

57 casos clínicos reales de regiones anatómicas clave (aproximadamente 6 horas de práctica).



Áreas Anatómicas Clave
La cobertura abarca el hombro, la rodilla, el tobillo, la muñeca, el codo, la cadera y más, garantizando una exposición integral a la anatomía MSK relevante para POCUS.




Patologías Comunes
Tendinopatías, bursitis, desgarros de espesor parcial/completo, cuerpos extraños, hematomas, anomalías en ganglios linfáticos e infecciones de tejidos blandos.




Master MSK Diagnostics
Enfoque en los principales desafíos diagnósticos, que comprenden el trauma agudo, las enfermedades crónicas y las anomalías en los tejidos blandos.




Amplia Variedad de Pacientes
Amplio rango etario (4 a 86 años) y representación equilibrada de pacientes masculinos y femeninos, que abarca diversos escenarios clínicos.



Una biblioteca integral que ofrece múltiples escaneos reales de diferentes pacientes



Utilice herramientas de anotación y medición, al igual que en la práctica médica, para resaltar sus hallazgos y respaldar su diagnóstico



Las capas anatómicas facilitan la comprensión de las estructuras anatómicas en ultrasonido




CONTENIDO DE LA ENTREGA

Esta es una tecnología en línea única, accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet, que elimina la necesidad de hardware adicional. El acceso se otorga mediante nombre de usuario y contraseña tras la confirmación de la compra.

¿Necesita acceso multiusuario?
Si está considerando incorporar este curso en el plan de estudios de su organización por un semestre completo o más y requiere acceso para múltiples usuarios, contáctenos.

CURSOS

e Sono Musculoskeletal (MSK) POCUS Course
(Usuarios finales) 8001272
(Organizaciones) 8001288




CONTENIDO

Abdomen		Epicondilitis lateral (codo de tenista)	2	Desgarro parcial del LCM	3
Absceso	2	Bursitis del olécranon	3	Tendón rotuliano normal	2
Tobillo		Tendinosis del tríceps	2	Tendón del cuádriceps normal	4
Espuela calcánea	2	Pie		Enfermedad de Osgood-Schlatter	2
Desgarro completo del ATFL	2	Celulitis	2	Desgarro del tendón del cuádriceps	3
Desgarro parcial del peroneo	3	Fascitis plantar	2	Tendinopatía del cuádriceps	4
Fascitis plantar	2	Colección de tejido blando	4	Derrame suprapatelar	3
Tendinosis del tibial posterior	3	Antebrazo		Hombro	
Tobillo (Achilles)		Celulitis	2	Luxación de la articulación acromioclavicular	2
Desgarro parcial de Aquiles, tendinosis S/P cirugía	5	Cuerpo extraño de vidrio	2	Osteoartritis de la articulación acromioclavicular	1
Tendinopatía de Aquiles, bursitis retrocalcánea	4	Ingle (ganglios linfáticos)		Bursitis subacromial-subdeltoides	3
Tendinosis de Aquiles, derrame	3	Ganglio linfático (normal)	2	Tendinopatía calcificada del subescapular	2
Bursitis retrocalcánea	3	Mano		Tendinopatía calcificada del supraespinoso	2
Brazo		Cuerpo extraño	2	Desgarro de espesor completo del supraespinoso	4
Derrame en el surco del bíceps	2	Tenosinovitis	2	Desgarro completo del supraespinoso	2
Hematoma	4	Cabeza		Desgarro parcial del supraespinoso	4
Axila (ganglios linfáticos)		Quiste complicado	2	Muslo	
Ganglios linfáticos patológicos (malignidad)	4	Lipoma superficial	2	Lipoma	2
Pantorrilla		Cadera		Muñeca	
Desgarro parcial del gastrocnemio	5	Bursitis trocantérica mayor (GTB)	2	Tendinitis de los extensores	3
Granuloma debido a cuerpo extraño	2	Seroma, hematoma crónico	4	Quiste ganglionar	2
Codo		Sinovitis transitoria	2	Tenosinovitis	2
Síndrome del túnel cubital	2	Rodilla			
Derrame articular del codo	2	Quiste de Baker	4		
Codo de golf	2	Hemorrágico/Quiste de Baker	3		

PROVEEDOR DE EDUCACIÓN POCUS RECONOCIDO™

e Sono se enorgullece de ser un Approved POCUS Education Provider™ (PEP) por la POCUS Certification Academy™, reforzando nuestro compromiso con la educación en ultrasonido de alta calidad. Este reconocimiento avala nuestros cursos como un recurso confiable para los profesionales de la salud que buscan perfeccionar sus habilidades en ultrasonido.

Tenga en cuenta: Completar los cursos e Sono no garantiza la aprobación de las evaluaciones de POCUS Certification Academy™.



04/2025

SI TIENE ALGUNA CONSULTA O NECESITA ASISTENCIA, POR FAVOR ESCANEE AQUÍ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · [3bscientific.com](https://www.3bscientific.com)