




SIMULADOR DE CATETERISMO P93 PRO Y BASIC

- **Para una práctica realista de cateterismo uretral masculino y femenino:**
- Resistencia realista para un aprendizaje acorde a la práctica profesional
- 3 niveles regulables de estrechamiento uretral
- Prepucio y labios genitales suaves y movibles
- Expulsión de líquido al insertar el catéter correctamente
- La **versión PRO**, además, con simulación abdominal, permite el cambio y cuidado del catéter suprapúbico (SPC)

El entrenador de cateterismo permite mostrar, practicar y evaluar este procedimiento en pacientes de ambos sexos. Los órganos genitales intercambiables reproducen las características anatómicas de manera precisa y están fabricados con materiales realistas. El prepucio y los labios genitales son suaves y se pueden mover para que el estudiante pueda practicar todos los movimientos.



Los tres diferentes grados de estrechamiento uretral se pueden regular manualmente en cualquier momento.



Anatomía y resistencia realistas para una práctica más efectiva.



La **versión PRO** puede utilizarse para practicar el cambio y el cuidado del catéter suprapúbico.



APRENDIZAJE DIRECTO:

- La vejiga transparente permite comprobar que el catéter se haya insertado correctamente.
- Expulsión de líquido al insertar el catéter correctamente.
- La **versión PRO** viene con una parte inferior del cuerpo anatómicamente realista que incluye una pared abdominal desmontable y un lugar de punción (ya perforado).



CARACTERÍSTICAS:

- Prepucio y labios flexibles
- Fácil de limpiar, todas las piezas se pueden desmontar
- Versión masculina: estrechamiento de la uretra - 3 posiciones

► El conjunto de cateterismo PRO contiene:

- Modelo realista de parte inferior del tronco con abdominales desmontables la pared abdominal y el lugar de punción (ya perforado)
- Conjunto de cateterismo masculino y femenino con vejiga transparente
- Botella y conectores de sonda
- Maletín de transporte

PRO Set (masculino & femenino) 1023010

► **PRO femenino** 1023008

► **PRO masculino** 1023009

► El conjunto de cateterismo BASIC contiene:

- Soporte con conectores magnéticos para las piezas genitales
- Conjunto de cateterismo masculino y femenino con vejiga transparente
- Botella y conectores de sonda

BASIC Set (masculino & femenino) 1020842


► **BASIC femenino** 1020231

► **BASIC masculino** 1020232

► Sustitutos:

Inserción del cateter solamente femenino 1020233

Inserción del cateter solamente masculino 1020234



BASIC SET

Visite 3bscientific.com para más información.



España **3B Scientific, S.L.** • C/ Ronda Narciso Monturiol 3 • Edif. ABM, Torre A, Despacho 8
46980 Paterna (Valencia) • España
Tel.: 96 131 84 38 • Fax: 96 136 64 07 • e3bs@3bscientific.com • 3bscientific.com