


Feedback de Qualidade RCP

- Profundidade da compressão
- Frequência da compressão
- Fração da compressão
- Liberação completa do tórax
- Posicionamento correto da mão
- Controle da inclinação da cabeça e pressão da mandíbula
- Volume de ventilação adequado




Treinamento de Qualidade RCP

CPRLilly PRO +

O novo **manequim de Qualidade RCP** permite que instrutores e provedores de cuidados de saúde meçam, monitorem e analisem o desempenho de RCP de até **10 alunos ao mesmo tempo**. O CPRLilly PRO+ ajuda os instrutores a aumentar a eficácia e a eficiência nos cursos de RCP conectando com o novo **aplicativo CPRLilly** em seu tablet para acompanhar o desempenho em RCP e oferecer o feedback objetivo que leve a um treinamento de Qualidade RCP.





O instrutor poderá a qualquer momento acessar uma visão detalhada do desempenho do RCP de cada aluno com um simples toque

Principais recursos de treinamento:


- Feedback de Qualidade RCP com histórico do relatório (debriefing)
- Ventilação boca a boca e boca para nariz
- Ventilação com proteção do rosto, máscara de bolso e máscara com válvula de bolso (MVB)
- Elevação de tórax com ventilação adequada
- Controle da desobstrução correta das vias aéreas
- Pulsos carotídeos
- Treinamento da capacidade de posicionamento das almofadas do desfibrilador externo automático
- Aplicativo gratuito disponível para Google Play e iOS
- Análise constante dos parâmetros do RCP para até 10 manequins simultaneamente
- Possibilidade de análise individual no treinamento de grupo para um treinamento mais eficiente
- Adaptável a diferentes conceitos de curso
- Visão do feedback do estudante simplificada disponível com o aplicativo CPRLilly

Atualize agora e equipe seus cursos com manequins de treinamento de RCP com feedback direto para cumprir as diretrizes AHA. CPRLilly PRO+ cumpre os requisitos para feedback direto e Qualidade RCP nas diretrizes AHA:

“O dispositivo de feedback das diretrizes instrumentadas mede a taxa de compressão, profundidade, posição das mãos e fração de compressão e recuo do tórax e oferece feedback de áudio ou visual (ou ambos) em tempo real sobre as habilidades de RCP críticas.”

Manequim com Tablet 1022071

Manequim sem Tablet 1022237



Os alunos seguirão os parâmetros de CPR sobre visão de feedback simplificada e melhorarão seu desempenho em tempo real

Manequim sólido para treinamento efetivo:

- Fabricado na Alemanha com material sem látex extremamente durável
- Máscaras de rosto e bolsas de pulmão podem ser trocadas facilmente sem ferramentas
- Fácil de limpar com sistema de vias aéreas higiênico
- Funciona silenciosamente com uso de energia eficiente e bateria recarregável
- Conexão Wi-Fi estável e interface de aplicativo intuitiva
- Bolsa de transporte útil com tapete de treinamento para prática confortável
- Manequim de pele escura disponível

Conteúdo fornecido:

1 manequim de treinamento CPRLilly PRO+, 1 Tablet (depende do modelo), 1 carregador e bateria, 4 máscaras de rosto inferior (incluindo dentes), 25 bolsas de garganta, 12 adaptadores de almofadas do desfibrilador externo automático (DEA), 1 bolsa de transporte com tapete de treinamento

