




KATHETERISIERUNGSSIMULATOR P93 PRO UND BASIC

Für das realistische Training von männlichen und weiblichen Katheterisierungen:

- Realistische Widerstände für effektives Training
- Einstellbare Harnröhrenverengung in 3 Stufen
- Weiche und bewegliche Vorhaut und Schamlippen
- Flüssigkeitsaustritt bei erfolgreicher Katheterisierung
- **PRO Version** zusätzlich mit Unterleibsnachbildung, ermöglicht Wechsel und Pflege von suprapubischem Katheter (SPK)

Mit dem **Katheterisierungssimulator** können sowohl männliche als auch weibliche Katheterisierungen demonstriert, geübt und ausgewertet werden. Die austauschbaren Genitalien sind anatomisch korrekt und aus einem realistischen Material. Die Vorhaut und die Schamlippen sind weich und beweglich, so dass alle nötigen Handgriffe und Desinfektionsabläufe geübt werden können.



Manuell können jederzeit drei verschiedene Grade der Harnröhrenverengung eingestellt werden.



Realistische Anatomie und Widerstände für effektives Training.



An der **PRO Version** kann der suprapubische Katheterwechsel sowie dessen Versorgung geübt werden.



DIREKTER LERNEFFEKT:

- Durch die transparente Blase kann die korrekte Position des Katheters kontrolliert werden.
- Bei korrekter Katheterisierung tritt entsprechend Flüssigkeit aus.
- Die **PRO Version** wird mit anatomisch realistischem Unterkörper inkl. abnehmbarer Bauchdecke und (bereits punktierter) Punktionsstelle geliefert.



BESONDERHEITEN:

- Weiche und bewegliche Vorhaut sowie Schamlippen
- Schnelles Zerlegen für eine perfekte Reinigung
- Männliche Version: 3 Positionen der Harnröhrenverengung

› PRO-Katheterisierungsset enthält:

- Realistisches Modell eines Unterleibes mit abnehmbarer Bauchdecke und (bereits punktierter) Punktionsstelle
- Katheterisierungseinsatz männlich und weiblich mit transparenter Blase
- Flasche und Schlauchverbindungen
- Tragetasche

PRO Set (männlich & weiblich) 1023010

› **PRO weiblich** 1023008

› **PRO männlich** 1023009

› BASIC-Katheterisierungsset enthält:

- Ständer mit Magnetverbindungen für Genitaleinsätze
- Katheterisierungseinsatz männlich und weiblich mit transparenter Blase
- Flasche und Schlauchverbindungen

BASIC Set (männlich & weiblich) 1020842


› **BASIC weiblich** 1020231

› **BASIC männlich** 1020232

› Ersatzteile

Nur Katheterisierungseinsatz, weiblich 1020233

Nur Katheterisierungseinsatz, männlich 1020234



BASIC SET



WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER 3BSCIENTIFIC.COM



3B Scientific GmbH • Heidelberger Str. 26 • 01189 Dresden • Deutschland

Tel.: +49 351 40390-214 • Fax: +49 351 4039-543 • E-Mail: vertrieb@3bscientific.com