




#### Respuesta de RCP de BASICBilly+:

- Profundidad de compresión
- Tasa de compresión
- Liberación torácica completa (retroceso)
- Volumen de ventilación adecuado
- Tiempo sin intervención



## ENTRENAMIENTO DE RCP BASICBilly+

El nuevo maniquí de Soporte Vital Básico BASICBilly+ ahora viene con una **retroalimentación directa de RCP**. Kit de actualización que permite a los estudiantes e instructores entrenar eficazmente la resucitación cardiopulmonar con aplicaciones gratuitas, precisas y fáciles de usar, impulsadas por **heartisense®**.

Este maniquí de alta calidad y económico que **cumple con la AHA** es una solución completa para entrenar, monitorear, analizar e informar sobre el desempeño de la RCP. El maniquí se conecta a la app mediante una **conexión Bluetooth** sólida y fiable, sin necesidad de configurar una red inalámbrica.

La app del instructor proporciona una **evaluación detallada del rendimiento hasta con 6 maniqués simultáneos**, mientras que la app del estudiante permite a los alumnos ver y supervisar directamente su ejecución de la RCP.


## ➤ EL ECONÓMICO Y FIABLE MANIQUÍ DE ENTRENAMIENTO EN RCP: AHA CONFORME CON LA RETROALIMENTACIÓN DIRECTA



La intuitiva **app de respuesta del estudiante** monitoriza y analiza la evolución del rendimiento.



Los resultados de los alumnos se pueden guardar y facilitan un repaso completo.



La **app del instructor** monitoriza hasta 6 alumnos a la vez.

### Características de la app de RCP (con kit de actualización):

- Indica la puntuación global y los aspectos mejorables durante la RCP
- Respuesta de RCP directa (en tiempo real) y acumulativa para los estudiantes
- Guarda los resultados de los alumnos para su evaluación
- Permite exportar o compartir los resultados/certificados de los alumnos en formato PDF
- La vista del instructor permite monitorizar hasta 6 maniqués simultáneamente
- El instructor puede utilizar el análisis de RCP para efectuar un repaso detallado
- Fácil cambio de formación en RCP convencional a configuración de RCP solo con compresión



### BASICBilly+

Incluye maniqué de formación y kit de actualización

Tono de piel claro: 8000951

Tono de piel oscuro: 8000953



### ¿Ya tiene un maniqué BASICBilly?

Adquiera el kit de actualización para dotar su maniqué de las funciones de respuesta directa que exige AHA. El hardware del kit de actualización para todos los maniqués de soporte de constantes vitales (BLS) BASICBilly es fácil de instalar y las apps pueden descargarse en la app store.

### Contenido del paquete del kit de actualización BASICBilly+:

- Kit opcional con sensor de ventilación conectado
- Bolsa pulmonar con soporte para sensor de ventilación
- Adhesivos de identificación por color
- Guía de instalación
- Funciona con 2 pilas "AA" no incluidas

1022626



MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LÍNEA EN [3BSCIENTIFIC.COM](http://3BSCIENTIFIC.COM)



España **3B Scientific, S.L.** • C/ Ronda Narciso Monturiol 3 • Edif. ABM, Torre A, Despacho 8 • 46980 Paterna (Valencia)

España • [3bscientific.es](http://3bscientific.es) • Phone: 96 131 84 38 • Fax: 96 136 64 07 • E-mail: [e3bs@3bscientific.com](mailto:e3bs@3bscientific.com)